

## MEDULA HASTANE SİSTEMİNE VENTİLATÖR CİHAZI TANIMLAMA KLAUZU

### 1. AŞAMA

MEDULA Hastane Sistemi web sayfası açıldıktan sonra, Sağlık Hizmet Sunucusunca “Tesis Kodu” ve “Parola” girildikten sonra çıkan ekranın sol tarafında yer alan “Tanımlamalar” bölümündeki “Sağlık Tesisi” başlıklı bölüm tıklanır.



### 2. AŞAMA

Ekranın sağ üst tarafındaki “İşlemler” bölümü tıklandıktan sonra, çıkan listedeki “Tesis Cihaz” başlıklı bölüm tıklanır.



### 3. AŞAMA

Ekranında yer alan bölümlere, Cihaz Tipi, Cihaz Marka, Cihaz Model, Cihaz Seri No, Başlangıç Tarihi (01.01.2020 tarihi öncesinde kullanılan cihazlar için 01.01.2020, bu tarihten sonra kullanılmaya başlanan cihazlar için kullanılmaya başlanan tarih olarak yazılmalıdır.), Yatak Kodu\* Bilgileri girilerek “KAYDET” butonuna basılarak, işlem bir Ventilator cihazı için tamamlanır.

Tesis Kodu :	1106	Tabela Adı :	MEDULA TEST HASTANESİ
Tesis Türü :	Hastanesi	Sağlık Tesisi Adı(Şirket) :	MEDULA TEST HASTANESİ
İli :	ANKARA	İlçesi :	

Yeni Sağlık Tesisi Cihaz Bilgileri	
Cihaz Tipi :	VENTILATOR
Cihaz Marka :	
Cihaz Model :	Seçiniz
Cihaz Seri No :	
Başlangıç Tarihi :	
Yatak Kodu :	Seçiniz

KAYDET

Sağlık Tesisi Cihaz Bilgileri							
Cihaz Kodu	Cihaz Tipi	Cihaz Marka	Cihaz Model	Cihaz Seri No	Yatak Kodu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
cihaz	VENTILATOR					27.04.2020	

\*= Tüm SHS'lerce sadece **3. basamak yoğun bakım yatakları** için yatak kodu girişi yapılacaktır. Tüm SHS'lerde ventilatör cihazları mobil olsa bile mutlaka bir yoğun bakım yatağına kaydedilmesi gerekmektedir. Ventilatör cihaz sayısının yoğun bakım yatak sayısından fazla olması halinde, tüm yoğun bakım yataklarına ventilatör cihazları tanımlandıktan sonra arta kalan ventilatör cihazlarının yatak kodu tanımlanmadan sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.